



**S'il vous plaît votre Somnodent.  
Et maintenant?**



## S'il vous plaît votre Somnodent. Et maintenant?

Un certain nombre de rendez-vous de suivi sont prévus pour vous guider dans l'usage, l'ajustement et l'entretien de votre OAM SomnoDent. Après cela, vous devez retourner chez le dentiste pour un contrôle (annuel) suite à l'utilisation de votre SomnoDent. Ceci est important non seulement pour vos dents, mais aussi pour garder l'efficacité de votre SomnoDent au plus haut niveau.

### Conseils pour le nettoyage de votre SomnoDent:

- Rincer votre SomnoDent dans de l'eau froide ou tiède. Ensuite, brosser le SomnoDent avec une brosse à dents souple et un savon liquide doux. Ensuite, rincez bien votre SomnoDent.
- N'essayez jamais de nettoyer votre SomnoDent dans de l'eau chaude ou du lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de dentifrice pour nettoyer votre SomnoDent. Le dentifrice contient souvent des abrasifs, cela peut endommager votre SomnoDent
- Utilisez les Somtabs comme conseillé. D'autres comprimés de nettoyage avec de l'oxygène actif comme Steradent peuvent causer des dommages permanents au plastique de votre SomnoDent.
- Les somtabs peuvent être commandés en ligne par [www.apneupagina.nl/winkel](http://www.apneupagina.nl/winkel)

### Conseils pour garder votre SomnoDent:

- Gardez votre SomnoDent au sec après le nettoyage. -
- Protégez votre SomnoDent et la boîte de rangement contre la lumière directe du soleil.
- Gardez le SomnoDent loin de vos animaux de compagnie. Il arrive que le Somnodent soit endommagé par des chiens à domicile- Avant d'utiliser votre SomnoDent, veuillez lire le manuel ci-joint
- Utilisez les Somtabs comme conseillé. D'autres comprimés de nettoyage avec de l'oxygène actif comme Steradent peuvent causer des dommages permanents au plastique de votre SomnoDent.

Bonne chance avec votre traitement!

Team SomnoMed



**SomnoMed**  
GOEDEGEBUURE